

DEN MOMENT LEBEN

MIT HANSATON FOKUS
HÖRSYSTEMEN



A Sonova brand

 **HANSATON**
hearing & emotions

KABELLOSE KONNEKTIVITÄT: Komfort für jeden Tag

Alle HANSATON FOKUS Hörsysteme bieten:



Freihändiges Telefonieren mit allen Mobiltelefonen¹




Übertragung von Videos und Audio von Mobilgeräten Ihrer Kunden direkt auf ihre Hörsysteme.



Entdecken Sie **optionales Zubehör**: TV Connector, PartnerMic, Remote Control und Roger™-Mikrofone.



Personalisierung des Hörerlebnisses mit der stream remote App.



stream remote App ansehen



¹ Smartphones und Mobiltelefone mit kompatiblen Bluetooth®-Profilen.
Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

WIEDERAUFLADBARE TECHNOLOGIE:
Energie für den ganzen Tag



Vier HANSATON FOKUS AQ-Hörsystemtypen mit Lithium-Ionen-Technologie ermöglichen:

- > Bis zu 24 Stunden Laufzeit zwischen den Ladevorgängen
- > Vollständiges Aufladen in nur 3 Stunden
- > Mit einem einfachen Tippen auf das Ohr Telefonate anzunehmen (außer bei Performance Level 1)



Laufzeit nach dem Aufladen (Aufladen von 0 % auf 100 % in unter 3 Stunden)
Bis zu 24 Stunden: Ohne Streaming
Bis zu 16 Stunden: AirStream-Technologie (TV Connector / PartnerMic)
Bis zu 11 Stunden: Bluetooth®-Telefon und Musik-Streaming

HANSATON FOKUS:
RIC-Hörsysteme



HANSATON FOKUS:
HdO-Hörsysteme

„Die großartige Klangleistung und Konnektivität, die Sie sich wünschen, in einem Design zum Verlieben.“

KUNDENVORTEIL

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

0 cm

sound FS R312

• Das kleinste HANSATON Hörsystem

• 312er Batterie.

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

0 cm

AQ sound FS R

• Das kleinste wiederaufladbare Hörsystem von HANSATON

• **Kompatibel mit:** Comfort Charger Combi 2 und HANSATON Charger

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

0 cm

AQ sound FS RT

• Telefonspule

• **Kompatibel mit:** HANSATON T Charger

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

0 cm

AQ sound FS S

• Schlank und stylisch

• **Kompatibel mit:** HANSATON S Charger

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

0 cm

beat FS RT675 UP

• HANSATONs leistungsstärkstes HdO

• Dualer Empfänger mit hoher Leistung und Verstärkung

• Telefonspule

• 675-Batterie

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

0 cm

beat FS RT13 SP

• Super Power HdO

• Telefonspule

• 13-Batterie

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

0 cm

AQ beat FS R

• Dualer Empfänger mit hoher Leistung und Verstärkung

• **Kompatibel mit:** Easy Line Charger Combi BTE 2 und HANSATON Charger

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

0 cm


beat FS RT312 M

• Telefonspule

• 312-Batterie.

HANSATON FOKUS

Die HANSATON FOKUS Hörsysteme begeistern mit einem modernen, einzigartigen Design und dem ausgezeichneten FOKUS Klangerlebnis. Sie sind in fünf verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und nutzen die innovative HearIntelligence™ Technologie. Darüber hinaus lassen sie sich mit allen Mobiltelefonen kabellos verbinden¹ und bieten freihändiges Telefonieren.





Innovativ aus Tradition: Seit der Gründung von HANSATON im Jahr 1957 stehen wir für ausgezeichnete und innovative Produkte in modernen Designs. Unsere Leidenschaft und tägliche Motivation ist es, gemeinsam mit unseren Hörakustik-Partnern weltweit, Menschen mit Hörminderung einzigartige Hörerlebnisse zu ermöglichen und Lebensqualität zu schenken. Als Business-Partner stehen wir Ihnen mit individuellen Lösungen und Konzepten kompetent und professionell zur Seite. Weitere Informationen zu den Hörsystemen von HANSATON sowie zur HADEO Pflegeserie finden Sie unter:



hansaton.com/pro



Wir treiben den Wandel zu einer ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen Zukunft unserer Betriebe während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Dienstleistungen voran.

sonova.com/nachhaltigkeit